



## Rawatan - rambut penjagaan - BIOSHINE

### KERATIN YANG LANCAR

keratin  
SMOOTH



**BIOSHINE**  
PROFESSIONAL

✉ [bbazar@globelife.com](mailto:bbazar@globelife.com)  
☎ +39 0331 1706328  
🌐 [www.globelife.com/bioshine](http://www.globelife.com/bioshine)

### KERATIN YANG LANCAR

#### K1-SYAMPU

Yang amat diperlukan untuk rambut frizzy dianggap dan rosak rambut. Menyediakan rawatan TOPENG rambut rawatan. Benar-benar membersihkan kutikula menghapuskan kekotoran dan sisa-sisa yang mematuhi aci rambut. Keratin dan vitamin E , regenerates, menguatkan dan mencipta sebuah sheath perlindungan pada aci rambut.

**pembungkusan:** tiub 250 ml.

#### K2-The MASK KERATIN

Topeng dingin diperbuat dari keratin dan vitamin e. Regenerates, yang menguatkan dan mencipta sebuah sheath perlindungan pada aci rambut yang sekali gus melindungi daripada aggressions Luaran (fizikal dan kimia).

**pembungkusan:** tiub 250 ml.

#### K3-ANTI-FRIZZ KRIM

Krim anti Frizz , berkat kandungan aktif dari bentuk dan badan frizzy rambut adalah semulajadi kerinting atau dikeriting. Ia juga boleh digunakan pada akhir pengeringan , meninggalkan rambut lebih ditakrifkan. Basuh.

**pembungkusan:** tiub 150 ml.

#### K1-INTENSIF SYAMPU

Pencuci yang dirumuskan dengan bahan-bahan yang berkaitan dengan sebum adalah berdasarkan Keratin , Monoi Tahiti dan vitamin e. benar-benar membersihkan kutikula menghapuskan kekotoran dan sisa-sisa yang mematuhi aci rambut. Kerana dengan pH alkali (pH = 8-8 , 3) mampu membuka kutikula serat rambut yang membolehkan untuk penyerapan yang lebih besar daripada bahan-bahan aktif yang terkandung dalam produk ini.

**pembungkusan:** botol dengan pam dispenser dari 1000 ml.

#### K2 TOPENG INTENSIF

Udara topeng (pH 4-4 , 5) berdasarkan Monoi Tahiti Keratin dan vitamin e; regenerates, menguatkan dan mencipta sebuah sheath perlindungan pada aci rambut. Produk untuk digunakan sebagai pelengkap dalam syampu rawatan intensif K1. Telah digubal untuk menyuburkan dan melembapkan rambut anda yang mendalam.

**pembungkusan:** botol dengan pam dispenser dari 1000 ml.